

La dernière mise à jour du logiciel de surveillance neurologique le plus complet



Fort du succès des précédentes, la nouvelle version du BRAIN QUICK Software 3 offre à votre organisation une solution logicielle unique, facilement évolutive, avec des outils très avancés d'analyse et de recherche sur les EEG de patients.

Un confort d'utilisation avancé pour une efficacité optimale

- Organisez la relecture avec le nouvel outil d'avancement de l'examen
- Accélérez l'édition de rapports grâce à la dictée des rapports
- Personnalisez les menus en direct et utiliser en fonction du flux de travail souhaité
- Définir des événements et réaliser des recherches personnalisées grâce à l'outil de filtrage
- Changement automatique de caméra en fonction de l'emplacement du patient
- Gestionnaire d'événements central pour la configuration des notifications d'alarme distinctes de différencier les types d'événements et les stations d'acquisition


Perfectionnez l'analyse de vos signaux EEG grâce à la cartographie d'Amplitude et de Fréquence

La **cartographie** permet de visualiser la distribution de l'**amplitude** des signaux du cerveau étudié.



Les **cartes de fréquence** représentent la topographie successive du signal EEG en bande de fréquences.

Les 2 cartes peuvent être visualisées en 3D pour une meilleure analyse de l'activité EEG.



L'innovation grâce à des outils de recherche et d'EEG avancés

- Détecteurs en ligne pour effectuer les analyses directement pendant les enregistrements
- Détection des HFO hors ligne pour une analyse avancée
- Outil externe de calcul pour importer des algorithmes supportant de nouvelles études
- Amélioration de l'intégration avec Persyst, en ligne et hors ligne
- Stimulateur cortical intégré entièrement contrôlé par logiciel
- Anonymisation des données pour les présentations et la recherche afin de garantir la protection de la vie privée
- Utilisation simplifiée avec le logiciel Viewer afin de permettre la lecture des examens sur des systèmes autres que Micromed

Nouveau gestionnaire de fichiers pour une gestion simplifiée de la base de données patients


- Effectuer la copie, le transfert, réduire et archiver en arrière-plan
- Choisissez parmi plusieurs options de mise en page, comprenant le type d'étude, le flux de travail ou la fiche patient
- Définissez les paramètres de l'utilisateur (montages, protocoles et mises en page) dans un poste de travail unique et centralisé
- Modifications rapides sans ouverture de nouvelles fenêtres
- Fusionnez les données des patients en un seul endroit par l'importation de vidéos d'images des smartphones
- Gestion des données d'examen provenant de différentes plateformes Micromed, y compris SleepRT, Moberg et Neurowerk

multiples dispositions dans file manager

WORKFLOW

Visualiser facilement le flux de travail médical de la journée

- Trier suivant: Nouveau, Pré-évalué, évalué et interprété
- Glisser-déposer facilement les examens pour l'étape suivante



AFFICHAGE BASÉ SUR LE PATIENT

Afficher toutes les informations pertinentes dans un tableau

- Afficher tous les examens du patient
- Accéder à l'Eeg avec vidéo synchronisée ou pas
- Joindre manuellement des informations complémentaires comme une vidéo enregistrée avec un téléphone portable



Pour en savoir plus sur la mise à niveau vers le BRAIN QUICK Software 3, contactez votre distributeur local ou représentant commercial

Making sense of the body's signals

©2024 Natus Medical Incorporated. Tous droits réservés. Tous les noms de produits figurant dans ce document sont des marques de commerce ou déposées, acquises, exploitées sous licence, promues ou distribuées par Natus Medical Incorporated, ses filiales ou sociétés affiliées. 046335-FR RevA

natus

Natus Medical Incorporated

natus.com