



Diseño de puerta de enlace dinámica para una mayor flexibilidad de conexión a cualquier EMR




CITRIX®
vmware®

Soluciones HL7 de Natus

Natus trabaja en cooperación con sus clientes para facilitar soluciones de conectividad que mejoren la experiencia del paciente. Nuestro equipo de servicio especializado trabaja en estrecha colaboración con el personal de tecnología de la información para integrar los sistemas compatibles con Natus HL7. El equipo Natus se ha integrado con éxito en Epic, Meditech, Cerner, McKesson así como otros sistemas de expedientes médicos electrónicos de hospitales. Tanto si se trata de una consulta privada como de un hospital, los equipos de Natus permiten un flujo de trabajo optimizado desde la adquisición hasta el informe final, hasta los sistemas de expedientes médicos electrónicos de hospitales.

Acceso remoto

Los sistemas EMG de Natus son compatibles y pueden aprovecharse con las soluciones Citrix® XenApp o VMWare® vSphere. Natus proporciona la infraestructura más potente para facilitar la colaboración con colegas externos mediante el acceso remoto y la revisión para mejorar la rentabilidad, así como la calidad y la prestación de la atención al paciente.



Configuración recomendada/Requisitos

- Sistemas EMG de Natus:
 - Software Natus Elite
 - Sistema operativo de 64 bits
 - Microsoft Windows 10 (Bitlocker® Encryption disponible) y Windows 11
 - Integración con Active Directory compatible
- Servidor de archivos/SQL combinado EMG
 - Compatible con el entorno virtual
 - Windows Server: 2016, 2019, 2022 para aplicaciones EMG
 - Microsoft SQL Server: 2014, 2016, 2017, 2019, 2022 (SQL Management Studio recomendado)
 - Servidores de bases de datos y aplicaciones: espacio de almacenamiento mínimo de 500 GB, procesador de 4 núcleos a 2,13 GHz (o superior), 16 GB de RAM
 - Instalador de gateway HL7 (suministrado por Natus)
 - Mirth 4.3.0, Java OpenJDK 20.0.0.1
- EMG Citrix Environment
 - Software Natus Elite Reader
 - Microsoft Word 2016, 2019, 2021
 - Citrix Virtual Apps and Desktops
 - Adobe® Acrobat® Reader

Asistencia de Natus

En Natus, nos esforzamos para lograr la excelencia en el servicio técnico y el servicio de atención al cliente.

Así es cómo podemos ayudarle:

- Soporte técnico accesible y eficaz
- Documentación técnica completa y equipos de instalación experimentados
- Programas ampliados de cobertura de servicio y de garantía opcionales
- Cursos de formación completos y flexibles para clientes especializados

Servidor EMG/Interfaz de gateway HL7

- Gateway HL7 bidireccional
- Mensajes de entrada
 - Admisión (ADT)
 - Pedidos (ORM/OMG)
- Mensajes de salida
 - Pedidos (ORU, MDM)
 - Facturación (BLG, DFT, BAR)
 - Formatos PDF, MS Word, RTF, texto (OBX)
- Datos demográficos del paciente, información de la visita, procedimiento sugerido y posible diagnóstico, procedimiento(s) solicitado(s) y muchos más segmentos de entrada/salida reconocidos

Suministros

Cómodos, completos, fiables

Natus es compatible con una gran variedad de soluciones para el cuidado neurodiagnóstico y ofrece un gran número de suministros para una solución perfecta.

- Servicio de atención al cliente exclusivo y experto
- Tramitación de pedidos optimizada
- Cómodos pedidos online (solo para clientes de EE. UU.)
[Natus Medical Store – natusmedicalstore.com](https://natusmedicalstore.com)

Para obtener más información sobre los productos de Natus, póngase en contacto con su distribuidor o representante de ventas local.

Número de teléfono para clientes de EE. UU.: 1-800-356-0007

Número de teléfono para clientes internacionales: +1-608-829-8500

Evaluando las señales sensoriales

©2023 Natus Medical Incorporated. Reservados todos los derechos. Los nombres de los productos que aparecen en este documento son marcas comerciales o marcas comerciales registradas cuya propiedad, licencia, distribución o promoción pertenece a Natus Medical Incorporated, sus empresas subsidiarias o afiliadas. 045431 RevE

natus®

Natus Medical Incorporated

natus.com