




Technische kwaliteit, klinische efficiëntie en patiëntencomfort



Ultra-scherpe 3-punts
piramidevormige
blootgestelde punt


Wrijvingsarme coating

- Gecoate roestvrijstalen naald met ultrascherpe punt vereenvoudigt de inbreng en verbetert patiëntencomfort
- Wrijvingsarme coating vergemakkelijkt herpositionering
- Kleurgecodeerd naar naaldgrootte voor gemakkelijke identificatie
- Consequent lage impedantieniveaus voor nauwkeurige opnames
- Herbruikbare, flexibele kabel meegeleverd met elke doos
- Voorgesteriliseerd



Technische specificaties

Onderdeelnummer	Lengte	Naald diameter	Opnamegebied (mm²)	Naafkleur	Hoeveelheid
902-DMF25-S	1" (25 mm)	0,36 mm (28 G)	0,28	Rood	1 per verpakking – 48 per doos
902-DMG25-S	1" (25 mm)	0,46 mm (26 G)	0,34	Geel	1 per verpakking – 48 per doos
902-DMF37-S	1,5" (37 mm)	0,36 mm (28 G)	0,28	Oranje	1 per verpakking – 48 per doos
902-DMG37-S	1,5" (37 mm)	0,46 mm (26 G)	0,34	Groen	1 per verpakking – 48 per doos
902-DMG50-S	2" (50 mm)	0,46 mm (26 G)	0,34	Blauw	1 per verpakking – 48 per doos
902-DMG75-S	3" (75 mm)	0,46 mm (26 G)	0,34	Violet	1 per verpakking – 24 per doos



Herbruikbare kabel

Inclusief bij TECA Elite wegwerp elektroden met monopolaire naald

Onderdeelnummer	Lengte	Beschrijving	Einde elektrode	Kabeluiteinde	Hoeveelheid
902-RLC-TP	24" (61 cm)	Niet-afgeschermd kabel	DMN connector	1,5 mm aanraakveilig	6 per verpakking



Beoogd gebruik

TECA Elite Wegwerp elektroden met monopolaire naalden zijn bestemd voor gebruik met opname-, monitoring- en stimulatie-/opnameapparatuur voor de stimulatie/opname van biopotentiële signalen, waaronder elektro-myografie (EMG) en zenuwpotentiële signalen.

Materialen

Elektrode

Naald.....Roestvrij staal
 Naaldcoating.....Ultralon PTFE Groen
 Naaf.....Koper, nikkel plating
 Naafkleur cover.....Acrylonitril-Butadieen-Styreen (ABS)
 Beschermende buis.....Polyethyleen

Verpakking

Zak.....Tyvek/EVA
 Doos.....Karton

Sterilisatie

Type.....Gamma Bestraling
 Houdbaarheid.....3 jaar

Milieu

Niet gemaakt met natuurrubberlatex/RoHS Compliant
 Opslagtemperatuur.....-17,7 tot 55,5 °C (0 tot 132 °F)

Materiaal

Natus biedt een volledig assortiment neurodiagnostische benodigheden, waaronder:

- Toegewijde en deskundige klantenservice
- Gestroomlijnde orderverwerking
- Eenvoudig online bestellen (alleen voor klanten in de VS)
[Natus Medical Store – natusmedicalstore.com](http://NatusMedicalStore.com)

Neem voor meer informatie over producten van Natus contact op met uw lokale distributeur of verkoopvertegenwoordiger.

Klanten in de VS kunnen bellen naar: 1-800-356-0007

Internationale klanten kunnen bellen naar:
 +1-608-829-8500

Making sense of the body's signals

©2023 Natus Medical Incorporated. Alle rechten voorbehouden. Alle productnamen in dit document zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken die eigendom zijn van, gelicentieerd zijn aan, dan wel gepromoot of gedistribueerd worden door Natus Medical Incorporated, haar dochterondernemingen of gelieerde ondernemingen. 043647 RevC1

natus®

Natus Medical Incorporated

natus.com