



## Gateway dinamico per la flessibilità di connessione a qualsiasi EMR




**CITRIX®**  
**vmware®**

### Soluzioni Natus HL7

Natus collabora con i clienti per implementare soluzioni di connettività al fine di migliorare l'esperienza del paziente. Il team di assistenza dedicato lavora a stretto contatto con il personale IT per l'integrazione HL7 dei sistemi Natus compatibili. **Le apparecchiature Natus sono state integrate con successo in Epic, Meditech, Cerner, McKesson e altri sistemi di cartelle cliniche elettroniche ospedaliere.** Che si tratti di uno studio privato o di un ospedale o di una clinica, le attrezzature Natus consentono di ottimizzare il flusso di lavoro, dall'acquisizione al report finale, al sistema di cartelle cliniche elettroniche.

### Accesso remoto

I sistemi Natus EMG sono compatibili e possono essere sfruttati con le soluzioni Citrix® XenApp o VMware® vSphere. **Natus fornisce l'infrastruttura più potente per facilitare la collaborazione con i colleghi fuori sede attraverso l'accesso e la revisione da remoto per migliorare i costi, la qualità e l'erogazione delle cure ai pazienti.**



## Configurazione consigliata/requisiti

- Sistemi EMG Natus:
  - Software Natus Elite
  - Sistema operativo a 64 bit
  - Microsoft Windows 10 (crittografia BitLocker® disponibile) e Windows 11
  - Compatibilità per integrazione con Active Directory
- File server/SQL combinato EMG
  - Ambiente virtuale compatibile
  - Server Windows: 2016, 2019, 2022 per le applicazioni EMG
  - Microsoft SQL Server: 2014, 2016, 2017, 2019, 2022 (consigliato SQL Management Studio)
  - Server database e applicazioni: spazio di archiviazione minimo 500 GB, processore 4 core da 2,13 GHz (o superiore), RAM 16 GB
  - Programma di installazione HL7 Gateway (fornito da Natus)
  - Mirth 4.3.0, Java OpenJDK 20.0.0.1
- Ambiente EMG Citrix
  - Software di lettura Natus Elite
  - Microsoft Word 2016, 2019, 2021S
  - App e desktop virtuali Citrix
  - Adobe® Acrobat® Reader

## Interfaccia server EMG/HL7 Gateway

- HL7 Gateway bidirezionale
- Messaggi in ingresso
  - Ammissione (ADT)
  - Ordini (ORM/OMG)
- Messaggi in uscita
  - Ordini (ORU, MDM)
  - Fatturazione (BLG, DFT, BAR)
  - Formati PDF, MS Word, RTF, testo (OBX)
- Dati demografici del paziente, informazioni sulle visite, procedura suggerita e possibile diagnosi, procedure richieste e molti altri segmenti di input/output riconosciuti

## Assistenza Natus

In Natus, ci sforziamo di raggiungere l'eccellenza nel servizio al cliente e nel servizio tecnico.

### Ecco come possiamo aiutarvi:

- Supporto tecnico accessibile ed efficace
- Documentazione tecnica definitiva e team di installazione competente
- Programmi opzionali di estensione della garanzia e di assistenza
- Corsi di formazione completi e flessibili per i clienti

## Accessori

### Convenienti, completi, affidabili

Natus supporta l'intera gamma di assistenza neurodiagnostica, fornendo un portafoglio completo di accessori per una soluzione perfetta.

- Assistenza clienti dedicata e competente
- Elaborazione degli ordini semplificata
- Ordini online pratici (solo per clienti negli Stati Uniti)  
[Natus Medical Store, natusmedicalstore.com](https://natusmedicalstore.com)

Per ulteriori informazioni sui prodotti Natus, contattare il proprio distributore o rappresentante commerciale locale.

Numero di telefono per clienti negli Stati Uniti: **1-800-356-0007**

Numero di telefono per clienti internazionali: **+1-608-829-8500**

## Interpretare i segnali del corpo

©2023 Natus Medical Incorporated. Tutti i diritti riservati. Tutti i nomi dei prodotti riportati in questo documento sono marchi o marchi depositati di proprietà, concessi in licenza, promossi o distribuiti da Natus Medical Incorporated, relative sussidiarie o affiliate. **043578 RevE**

**natus**®

Natus Medical Incorporated

[natus.com](https://natus.com)