



Dynamisches Gateway-Design ermöglicht flexible Verbindung mit beliebigen EMR-Systemen




CITRIX®
vmware®

HL7-Lösungen von Natus

Natus arbeitet mit Kunden zusammen, um Schnittstellenlösungen bereitzustellen, die eine bessere Betreuung der Patienten ermöglichen. Die HL7-kompatiblen Systeme von Natus werden von unserem engagierten Serviceteam in enger Zusammenarbeit mit dem IT-Personal vor Ort integriert. Systeme von Natus wurden bereits erfolgreich in SAP, i.s.h.med, Orbis, iMedOne, Nexus, Epic, Meditech, Cerner, McKesson und andere Krankenhausysteme für elektronische Patientenakten integriert. Die Natus-Systeme ermöglichen die Optimierung des Arbeitsablaufs von privaten Praxen bis zu großen Krankenhäusern – von der Aufnahme der Signale bis zur Erstellung des Abschlussberichts für das System des Krankenhauses für elektronische Patientenakten.

Fernzugriff

Die EMG-Systeme von Natus sind mit den Citrix® XenApp- und VMware® vSphere-Lösungen kompatibel. Natus bietet die leistungsfähigste Infrastruktur für die Zusammenarbeit mit Kollegen außerhalb des Standorts durch Fernzugriff und -auswertung, um die Kosteneffizienz sowie die Qualität und Bereitstellung der Patientenversorgung zu verbessern.



Empfohlene Konfiguration/Anforderungen

- Natus EMG-Systeme:
 - Natus Elite Software
 - 64-Bit-Betriebssystem
 - Microsoft Windows 10 (Bitlocker®-Verschlüsselung verfügbar) und Windows 11
 - Mit Active Directory-Integration kompatibel
- EMG Kombierter SQL-/Dateiserver
 - Mit virtueller Umgebung kompatibel
 - Windows Server: 2016, 2019, 2022 für EMG-Anwendungen
 - Microsoft SQL Server: 2014, 2016, 2017, 2019, 2022 (SQL Management Studio wird empfohlen)
 - Datenbank- und Anwendungsserver – Mindestens 500 GB Speicherplatz, 2,13 GHz 4-Core-Prozessor (oder besser), 16 GB RAM
 - HL7 Gateway Installer (von Natus bereitgestellt)
 - Mirth 4.3.0, Java OpenJDK 20.0.0.1
- EMG Citrix-Umgebung
 - Natus Elite Reader-Software
 - Microsoft Word 2016, 2019, 2021
 - Citrix Virtual Apps and Desktops
 - Adobe® Acrobat® Reader

Natus-Support

Hervorragender Kundendienst und technischer Service stehen bei Natus im Mittelpunkt.

So unterstützen wir Sie:

- Schnell erreichbarer und effektiver technischer Support
- Umfassende technische Dokumentation und kompetente Installationsteams
- Optionale Programme für verlängerte Garantien und erweiterte Dienstleistungen
- Umfassende-, flexible Schulungskurse für Kunden

EMG-Server-/HL7-Gateway-Interface

- Bidirektionales HL7-Gateway
- Eingabemeldungen
 - Aufnahme (ADT)
 - Aufträge (ORM/OMG)
- Ausgabemeldungen
 - Aufträge (ORU, MDM)
 - Abrechnung (BLG, DFT, BAR)
 - PDF, MS Word, RTF, Text (OBX)
- Demografische Patientendaten, Termininformationen, empfohlene Prozedur und mögliche Diagnose, angeforderte(s) Verfahren und viele andere anerkannte Eingabe-/Ausgabesegmente

Zubehör

Praktisch, komplett, bewährt

Natus unterstützt das volle Spektrum neurodiagnostischer Untersuchungen mit einem kompletten Angebot an Zubehör, um eine nahtlose Lösung zu bieten.

- Engagierter und kompetenter Kundendienst
- Effizientes Bestellverfahren
- Praktische Internet-Bestellungen nur für Kunden in den USA:
[Natus Medical Store – natusmedicalstore.com](https://natusmedicalstore.com)

Natus Europe GmbH

Tel: +49 (0)89 262 027 976

verkauf@natus.com

Making sense – Die Signale des Körpers verstehen!

©2023 Natus Medical Incorporated. Alle Rechte vorbehalten. Alle auf diesem Dokument erscheinenden Produktnamen sind Marken oder eingetragene Marken im Besitz, lizenziert, beworben oder vertrieben von Natus Medical Incorporated, ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen. **021464 RevE**

natus

Natus Medical Incorporated

natus.com